

# BEDARF FÜR ANÄSTHESIE, NOTFALLMEDIZIN & SAUERSTOFFTHERAPIE

## PRODUKTKATALOG 2010

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.  
Bei Abnahme größerer Mengen Rabatte möglich.



VAROXgas GmbH  
N.-Reichardt-Str. 27-33  
22041 Hamburg, Germany  
Tel +49 40 9876 9321  
Fax +49 40 8817 1601  
info@varoxmed.de  
www.varoxmed.de

## SAUERSTOFFTHERAPIE

### SAUERSTOFFNASENBILLEN

- aus flexiblem, transparentem und leichtem medizinischen PVC
- konstruiert für die sichere und effektive Lieferung von  $\text{FiO}_2$
- liefert Sauerstoff von 25% bis 40% mit einem Fluss zwischen 2–6 L/min
- VE = 50 Stück

Art-Nr	Artikelbezeichnung	€/Stück
2140521	Erwachsene, gerader Nasenstutzen, 2,1 m Schlauch	0,35
2140507	Erwachsene, gebogener Nasenstutzen, 2,1 m Schlauch	0,39
2141121	Kinder, gebogener Nasenstutzen, 2,1 m Schlauch	0,50
2140221	Babys, gebogener Nasenstutzen, 2,1 m Schlauch	0,50



### SAUERSTOFFMASKE mit und ohne Reservoirbeutel

- aus transparentem, medizinischem PVC
- VE = 50 Stück




Art-Nr	Artikelbezeichnung	€/Stück
2130521	Erwachsene 2,1 m Schlauch	0,78
2130518	Erwachsene, mit Reservoirbeutel, ohne Rückatmung, 2,1 m Schlauch	1,10
2131121	Kinder, 2,1 m Schlauch	0,78
2131118	Kinder, mit Reservoirbeutel, ohne Rückatmung, 2,1 m Schlauch	1,10

### SAUERSTOFFKATHETER

- mit fester Komresse und Stufenkonnektor
- Länge: 40 cm
- einzeln, steril verpackt
- VE = 100 Stück

Art-Nr	Größe
011908	CH 08
011910	CH 10
011912	CH 12
011914	CH 14



€ 0,25/Stück

### SICHERHEITSSCHLAUCH für Sauerstoff, 6 mm aus flexiblem, transparentem medizinischen PVC, farblos

Art-Nr	Länge	VE	€/Stück
219021	2,1 m	50	0,40
219042	4,2 m	50	0,65
219075	7,5 m	25	0,95
219150	15,0 m	15	1,85

# ANÄSTHESIE-SCHLAUCHSYSTEME

## FALTENSCHLAUCH Anästhesie-Systeme

- aus medizinischem PVC
- einzeln verpackt, einweg



Anästhesie-System, VE = 25 Stück

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Abmessung	€/Stück
26190520	ID 22 mm, Erwachsene	180 cm	4,50
26191116	ID 15 mm, Kinder	150 cm	4,50

Anästhesie-System mit Zusatzschlauch, VE = 20 Stück

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Abmessung	€/Stück
26010520	ID 22 mm, Erwachsene	180 cm	8,90
26011116	ID 15 mm, Kinder	150 cm	8,90

## AUSZIEHBAREN SCHLAUCH Anästhesie-Systeme

- durch einfache Bewegung zur gewünschten Position
- beanspruchen wenig Platz in der Lagerung
- aus medizinischem PVC
- einzeln verpackt, einweg
- VE = 10 Stück

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Abmessung	€/Stück
21070518	ID 22 mm, Erwachsene	bis 250 cm	4,50
21071115	ID 15 mm, Kinder	bis 200 cm	4,50



## VAROFlow koaxiale Systeme (Schlauch-in-Schlauch-Systeme):

- die Schläuche können nicht verdreht werden und sind knick-sicher
- die abgeschlossene Atmosphäre wärmt und befeuchtet die eingeatmeten Gase natürlich
- mit 360° drehbarem Konnektor
- VE = 10 Stück

Art-Nr	Artikelbezeichnung	Abmessung	€/Stück
System			
26190520	Erwachsene	200 cm	4,90
26191115	Kinder (3-20 kg)	150 cm	5,20
System mit ausziehbarem Zusatzschlauch			
26070520	Erwachsene	200 cm	6,75



## BEATMUNGSSCHLÄUCHE FÜR ERWACHSENE

- aus Silikon
- transparent, glatte Innenseite, autoklavierbar
- Schlauch: ID 19 mm
- Muffen: 22 mm

Art-Nr	Länge	€/Stück
1405040	40 cm	17,75
1405060	60 cm	20,60
1405080	80 cm	23,40
1405110	110 cm	26,00
1405130	130 cm	31,85
1405150	150 cm	34,85

### ANÄSTHESIEMASKE für den Einmalgebrauch

- aus transparentem, medizinischem PVC
- latexfrei
- mit aufblasbarem Wulst
- VE = 10 Stück

€ 2,50/Stück



Art-Nr	Artikelbezeichnung
201306	Erwachsene, Größe 6
201305	Erwachsene, Größe 5
201304	Erwachsene, Größe 4
201303	Kind, Größe 3
201302	Kleinkind, Größe 2
201301	Neonatal, Größe 1

### SILIKON-BEATMUNGSMASKEN

- mit Wulst
- latexfrei
- wiederverwendbar
- autoklavierbar bis 134 °C



€ 7,90/Stück

Art-Nr	Artikelbezeichnung
081350	mit Wulst, klarsicht, Größe 5

### BAKTERIEN-/VIREFILTER mit Messanschluss

- aus transparentem, schlagfestem Material hergestellt
- einzeln, steril verpackt, VE = 50 Stück

Filtrationseffizienz	Bakterien > 99,9999%; Viren > 99,999%
Konnektoren	22 AD / 15 ID; 15 AD / 22 ID
Tidalvolumen	150-1500 mL
Totraum	33 mL
Widerstand 30 L/min	4 mm H <sub>2</sub> O
Widerstand 60 L/min	10 mm H <sub>2</sub> O
Gewicht	19 g

Art-Nr 990205



€ 0,69/Stück

### VERBINDUNGSSCHLÄUCHE FÜR DRUCK- UND GASMESSUNG

- aus transparentem PVC
- ID 1,5 mm / AD 3,0 mm
- VE = 10 Stück

Art-Nr	Artikelbeschreibung	€/Stück
2207132	2 m, Luer-Lock, m/w	€ 1,80
2207133	3 m, Luer-Lock, m/w	€ 2,30



### ANÄSTHESIE-ATEMBEUTEL



- mit 22F Konnektor
- zum Einmalgebrauch
- latexfrei
- VE = 10 Stück

Art-Nr	Größe	€/Stück
200105	0,5 L	€ 3,10
200110	1,0 L	€ 3,30
200120	2,0 L	€ 3,50
200130	3,0 L	€ 3,70

### ABSAUGKATHETER, gerade

- aus medizinischem PVC
- mit farbcodierten Trichteransatz
- mit abgerundeter, atraumatischer Spitze
- einzeln, steril verpackt
- VE = 100 Stück

€ 0,15/Stück

Art-Nr	Größe	Länge	Farbe
010108	CH 08	52 cm	blau
010112	CH 12	52 cm	weiß
010114	CH 14	52 cm	grün
010116	CH 16	52 cm	rot

**QuickBreath BEATMUNGSMASKE FÜR NOTFÄLLE**

- aus transparentem, medizinischem PVC
- austauschbares 1-wege Ventil mit Schutzfilter
- passt auf alle Beatmungsbeutel
- für Erwachsene, Kinder und Neugeborene geeignet

€ 4,35/Stück



Art-Nr 201300



**EINFÜHRUNGSMANDRIN**

- aus Kunststoff-ummanteltem Aluminium
- zum Einmalgebrauch
- einzeln, steril verpackt
- VE = 10 Stück

€ 1,10/Stück

Art-Nr	Größe	für Tubus mit ID
010506	CH 06	2,5-4,0 mm
010510	CH 10	4,0-6,0 mm
010514	CH 14	5,0-10,0 mm



**HALTERUNG FÜR ENDOTRACHEALTUBEN**  
Art-Nr 010500

- für alle Größen geeignet
- mit Schaumstoff
- zum Einmalgebrauch
- einzeln, steril verpackt
- VE = 10 Stück

€ 2,50/Stück

**GUEDELTUBEN für den Einmalgebrauch**

- aus medizinischem Kunststoff mit Farbcodierung
- einzeln, steril verpackt
- VE = 25 Stück

Art-Nr	Größe	Länge	Farbe
017040	000	4,0 cm	rosa
017050	00	5,0 cm	blau
017060	0	6,0 cm	schwarz
017070	1	7,0 cm	weiß
017080	2	8,0 cm	grün
017090	3	9,0 cm	gelb
017100	4	10,0 cm	rot
017110	5	11,0 cm	hellblau

€ 0,39/Stück



**EINMAL-TRACHEALTUBEN mit und ohne Niederdruck-Cuff**

- nasal/oral Murphy (1 Auge)
- aus transparentem, weichem PVC
- Standardkonnektor (15 mm)
- Kontrollballon mit Luer-Anschluss (blau)
- röntgenlichtundurchlässige Markierung (blau)
- eingezogene atraumatische Spitze
- latexfrei, einzeln steril verpackt
- VE = 10 Stück

€ 0,80/Stück  
ohne Cuff

Art-Nr	Größe	Art-Nr
ohne Cuff		mit Cuff
0103040	4,0 mm	0104040
0103045	4,5 mm	0104045
0103050	5,0 mm	0104050
0103055	5,5 mm	0104055
0103060	6,0 mm	0104060
0103065	6,5 mm	0104065
0103070	7,0 mm	0104070
0103075	7,5 mm	0104075
0103080	8,0 mm	0104080

€ 0,99/Stück  
mit Cuff



**EINMAL SPIRALVERSTÄRKTE TRACHEALTUBEN mit Niederdruck-Cuff**

- nasal/oral Murphy (1 Auge)
- aus transparentem, weichem PVC
- Standardkonnektor (15 mm)
- Kontrollballon mit Luer-Anschluss (blau)
- röntgenlichtundurchlässige Markierung (blau)
- eingezogene atraumatische Spitze
- latexfrei, einzeln steril verpackt
- VE = 10 Stück



Art-Nr	Größe
0119050	5,0 mm
0119055	5,5 mm
0119060	6,0 mm
0119065	6,5 mm
0119070	7,0 mm
0119075	7,5 mm
0119080	8,0 mm
0119085	8,5 mm
0119090	9,0 mm
0119095	9,5 mm

€ 6,00/Stück



**EINMAL VORGEFORMTE NASALTUBEN mit Niederdruck-Cuff**

- Murphy (1 Auge)
- aus transparentem, weichem PVC
- Standardkonnektor (15 mm)
- Kontrollballon mit Luer-Anschluss (blau)
- röntgenlichtundurchlässige Markierung (blau)
- eingezogene atraumatische Spitze
- latexfrei, einzeln steril verpackt
- VE = 10 Stück

Nasaltuben  
€ 3,20/Stück

Art-Nr	Größe
4,0 mm	0114040
4,5 mm	0114045
5,0 mm	0114050
5,5 mm	0114055
6,0 mm	0114060
6,5 mm	0114065
7,0 mm	0114070
7,5 mm	0114075



**LARYNXMASKEN**

- aus weichem, transparentem, medizinischem PVC
- einzeln, steril verpackt
- VE = 10 Stück



**EINWEG, PVC**

Art-Nr	Größe	Pat.-gewicht	Cuff-volumen
121030	3,0	30-50 kg	20 mL
121040	4,0	50-70 kg	30 mL
121050	5,0	ab 70 kg	40 mL

€ 5,00/Stück

**EINWEG, PVC, spiralverstärkt**

Art-Nr	Größe	Pat.-gewicht	Cuff-volumen
122030	3,0	30-50 kg	20 mL
122040	4,0	50-70 kg	30 mL
122050	5,0	ab 70 kg	40 mL

€ 8,95/Stück



**LARYNXMASKEN aus 100% Silikon**

- mit weicher, abgerundeter Spitze
- einzeln, steril verpackt
- VE = 10 Stück



€ 7,95/Stück

**EINWEG**

Art-Nr	Größe	Pat.-gewicht
123030	3,0	30-50 kg
123040	4,0	50-70 kg
123050	5,0	70-100 kg



€ 60,00/Stück

**WIEDERVERWENDBAR**

- 40-mal autoklavierbar bis 134 °C

Art-Nr	Größe	Pat.-gewicht
124040	4,0	50-70 kg
124050	5,0	70-100 kg