



M800 Handheld Pulsoximeter

Maße: 58,5 × 123 × 28 mm

Gewicht: <200 g

Display: 2,4" OLED

Batterie: 3 AA Batterien

Batterielaufzeit: >16 Stunden

Modi: Erwachsene, Kinder, Neugeborene

Speicher: Trenddaten werden in
Tabellenformat gespeichert

Trendintervalle: 2 s bis 30 min

Betriebstemperatur: 5-40 °C

Garantie: 1 Jahr

DIGITALES SpO₂:

Sättigungsbereich: 0-100%

Auflösung: 1%

Genauigkeit: 70-100%; ± 2%

PULSFREQUENZ:

Messbereich: 25-250 bpm

Auflösung: 1 bpm

Genauigkeit: ± 1 bpm oder ± 2%

ALARM:

Ton gemäß IEC 60601-1-8

Anzeige: akustisch und visuell



Display mit Drehfunktion

OPTION:

EKG:

EKG-Kabel: 3-adrig

Adern: I, II, III

Verstärkung: ×0,25; ×0,5; ×1

OPTIONEN:

LADEGERÄT UND LI-IONEN AKKU

SILIKONSCHUTZHÜLLE

NELLCOR OXIMAX SpO₂ TECHNOLOGIE

Für weitere Informationen:



N.-Reichardt-Str. 27 · 22041 Hamburg
Tel 040 9876 9321 · Fax 040 8817 1601
info@varoxmed.de · www.varoxmed.de